

PLABEAU-Zertifiziert seitens des Korea Asthma und des Allergie Verbandes, Erlangung des Sicherheitszeichens für Atopie von dem koreanischen Verband für Atopie. CE & CCC Auszeichnung vorhanden.



Inhalt

01	Komponenten / Bezeichnung der Einzelteile	4
02	Betriebsweise / Gebrauchsanleitung	6
03	Aufladen / Erklärung der LED	8
04	FAQ / Produktspezifikationen	9
05	Vorsichtsmaßnahmen für Nutzer	10
06	Garantiebedingungen / Diverses	12



Plasma beauty solutions

PLA BEAU G4+


Erneuern und regenerieren Sie Ihre Haut mit nur 10 Minuten PLABEAU pro Tag!

PLABEAU setzt eine innovative kalte Plasmatechnologie ein und liefert einzigartige Ergebnisse in verschiedenen Bereichen der Hautpflege. Anti-Aging, Tiefenreinigung und Hauterneuerung sind die positiven Effekte unserer innovativen Technologie. PLABEAU wurde nach jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt, um Ihnen ein ultimatives Hauterlebnis zu bieten!




01 Komponenten / Bezeichnung der Einzelteile

Kompositorische Elemente: Bilder von kompositorischen Elementen können von den tatsächlichen Elementen abweichen.



Bezeichnung der Bauteile und Komponenten:

LED Anzeige für die Stromquelle und Modi



Plasma emittierende Keramik-Oberfläche

Strom- und Modus-Schalter
Modus 1: für sensible Haut
Modus 2: für normale Haut

Buchse für das Aufladekabel
Hierfür geeignete Aufladekabel verwenden



Betriebsweise von PLABEAU

SCHRITT 1

PLABEAU kann durch Betätigung der mittigen Power-Taste, Ein- und Ausgeschaltet werden. Wenn die Power-Taste auf Modus (2) steht, arbeitet das Gerät im Normal-Modus und wenn die Power-Taste auf Modus (1) steht, arbeitet das Gerät im Sensitive-Modus.

! 10 Minuten nach der Betätigung der Power-Taste wird die Erzeugung von Plasma abgeschaltet und das blaue LED Licht leuchtet auf. Dies dient als Indikation, dass die empfohlene Nutzungszeit abgelaufen ist.

SCHRITT 2

Wenn das rote LED Licht flackert, laden Sie das Gerät durch Verbinden des Kabels auf. Während des Auflade-Vorgangs leuchtet das rote LED Licht.

! PLABEAU verfügt über ein integriertes Akku und kann ca. 4 bis 5 Mal (ca. 1 Stunde) mit einer einzigen Aufladung genutzt werden.

SCHRITT 3

Das LED wird grün, wenn sich das Gerät vollständig aufgeladen hat.

Wie ist PLABEAU zu verwenden 1


Reinigen Sie die Haut gründlich mit Reinigungsschaum etc. Die Wirkung der Plasma Hautbehandlung kann durch verbleibende Kosmetikreste, UV-Blockern und Fremdstoffen verringert werden.

! Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anwendung Feuchtigkeit von der Haut entfernt haben, da es sonst zu unangenehmen Brennen auf der Haut kommen kann.



Wie ist PLABEAU zu verwenden 2

Streichen Sie langsam mit der Keramik-Oberfläche über die zu behandelnde Stelle, indem Sie mit PLABEAU die Haut massieren. Für eine intensive Behandlung stellen Sie den Modus 2 (Normal-Modus) ein und halten Sie PLABEAU für 5-10 Sekunden über die betroffene Hautstelle.




! Die empfohlene Gesamt-Anwendungszeit beträgt 10 Minuten. Es ist möglich, je nach Empfindlichkeit Ihres Hauttyps, dass Sie ein Brennen auf der Haut verspüren, während Sie das Gerät benutzen. Menschen mit sensibler Haut sollten die Behandlung mit 2-3 Minuten beginnen und die Behandlungsdauer kontinuierlich erhöhen.

! Während der Plasmaproduktion kommt es zu einem blauen Leuchten. Geräusche oder Gerüche während der Behandlung stellen ein natürliches Phänomen bei der Erzeugung von Plasma dar.


Wie ist PLABEAU zu verwenden 3

Nach der Nutzung von PLABEAU verwenden Sie bitte einen Feuchtigkeitsspender oder Creme. Wir empfehlen vor der Auftragung des Feuchtigkeitsspenders / Creme, das Gesicht leicht zu reinigen oder einen Gesichtstoner aufzutragen.



Wie ist PLABEAU zu verwenden 4

Nach der Nutzung von PLABEAU können Talg oder Unreinheiten den Plasma-Pad beschmutzen. Es wird empfohlen dass Sie das Plasma-Pad nach jeder Behandlung mit Alkohol und einem Wattebausch gründlich reinigen.




03 Aufladen / Erklärung der LED


1 Komponenten für den Ladevorgang.




2 Verbinden Sie die Ladebuchse mit dem Gerät.



3 Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Steckdose.



4 Sobald der Auflade-Vorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Gerät vom Ladekabel bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Erklärung der LED und Betriebsmodi



- **Power EIN:**
 - 1. Sensitive-Modus (Modus 1): Mittlere blaue LED schaltet sich EIN
 - 2. Normal-Modus (Modus 2): Obere und mittlere blaue LED schalten sich EIN
- **Nach 10 Minuten Betrieb:** LED Blau
- **Während des Auflade-Vorgangs:** LED Rot
- **Abschluss des Auflade-Vorgangs:** LED Grün
- **Wenn Laden erforderlich sein sollte:** Rote LED blinkt

* Wenn das rote LED Licht blinkt, laden Sie das Gerät bitte sofort auf.

- ! Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

Das Aufladen des Geräts mit einem nicht genehmigten Ladegerät kann zu Explosion oder Versagen des Geräts führen.

Die Nutzung von kommerziell erwerblichen Micro USB (5-pin) Ladekabeln für das Laden ist unbedenklich.

Ein fehlerhaftes Anschließen des Ladekabels kann zu Versagen des Geräts führen und führt zum Garantiewaiver.

Um Energie zu sparen, trennen Sie das Ladekabel bei Nichtbenutzung.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden. Die Garantie auf das Produkt deckt nicht Schäden bei fehlerhafter Benutzung ab.

Trennen Sie immer das Ladekabel von der Steckdose, um Strom zu sparen.

Laden Sie das Gerät komplett auf, wenn Sie das Gerät zum ersten mal nach Erwerb nutzen oder nach langer unbenutzter Zeit die Nutzung wieder aufnehmen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Gerät ist nicht wasserdicht!

04 FAQ / Produktspezifikationen

- F Ich möchte mein Hautbild schnellstmöglich verbessern. Wie oft sollte ich das PLABEAU Gerät nutzen?

A Auch wenn empfohlen wird PLABEAU zwei mal täglich für jeweils 10 Minuten zu nutzen, sollten Sie bei der anfänglichen Nutzung mit kürzeren Zeiten von 2-3 Minuten anfangen und diese langsam bis zu 10 Minuten steigern. Dies hilft der Haut sich an die Behandlung durch das Gerät zu gewöhnen.
- F Bei Nutzung von PLABEAU vernehme ich einen metallischen Geruch. Ist dies normal?

A Es ist ein natürliches Phänomen welches bei der Erzeugung von Plasma entsteht; Sie können das Gerät daher beruhigt weiter verwenden. Die Vorrichtung für kosmetisches Plasma von PLABEAU produziert Ionen in der Luft durch Erzeugung von Plasma. Es ist möglich, dass Sie einen leichten metallischen Geruch vernehmen, welcher durch die Produktion von Ionen entsteht.
- F Ich fühle Wärme (Wärmeentwicklung) während der Nutzung von PLABEAU.

A Es ist vollkommen normal dass Sie bei der Nutzung von PLABEAU Wärme spüren. Das Temperaturempfinden kann jedoch je nach Hauttyp und Hautempfindlichkeit variieren. Wenn Sie Unannehmlichkeiten durch das Empfinden von zu starker Hitze verspüren, brechen Sie die Nutzung ab und kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- F Nach der Nutzung von PLABEAU treten Rötungen oder Irritationen auf.

A Manche Irritationen können bei Kontakt mit empfindlicher Haut auftreten. Es wird empfohlen die Nutzung des Geräts für 2-3 Tage einzustellen, da es sich um ein vorübergehendes Phänomen handeln kann. Wenn sich die Rötung auch nach einer längeren Pause nicht legt, kontaktieren Sie einen Dermatologen bevor Sie PLABEAU wieder verwenden.

Produkt Name	PLABEAU G4+
Produktcode	PB-G4P
Anwendung	Gesicht & Haut
Wirkung & Wirksamkeit	Kosmetische Wirkung auf die Haut und Förderung der Zellregeneration
Akku-Leistung	DC 5V, 1,5A
Plasma-Leistung	0,75W oder niedriger
Material	Aluminum & Polycarbonat(PC)
Abmessungen	35(W) x 200(L) x 37(H)mm
Gewicht	ca. 120g
Zertifikatenummer	MSIP-REM-PBZ-PB-G4P
Hersteller	Plabio Co., Ltd.
Made in	Korea



Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den Vorsichtsmaßnahmen vertraut machen.

- ! Sicherheitsmaßnahme 1** Menschen mit den folgenden oder ähnlichen Symptomen sollten die Nutzung erst nach der Konsultierung eines Arztes beginnen:
1. Menschen mit Hautausschlag oder solche, die starkes Brennen auf der Haut verspüren.
 2. Menschen mit Entzündungen, z.B. Vereiterung von Akne.
 3. Menschen mit besonders empfindlicher allergischer Haut.
 4. Schwangere und menstruierende Frauen, welche ambulant behandelt werden oder ein Gesundheitsproblem haben.
 5. Menschen welche hormonelle Medikamente zu sich nehmen.

- ! Sicherheitsmaßnahme 2**
1. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als bestimmungsgemäß, da Unfälle passieren können.
 2. Verwenden Sie nicht das Produkt, wenn Sie mehrere elektrische Produkte in dieselbe Steckdose stecken.

- ! Sicherheitsmaßnahme 3** Menschen welche folgende medizinische Geräten benutzen ist die Nutzung untersagt:
1. Träger von elektrischen Medizingeräten, welche innerhalb des Körpers getragen werden z.B. Herzschrittmacher.
 2. Träger von elektrischen Medizingeräten für die Lebenserhaltung wie z.B. künstliche Herz-Lungen-Maschinen.
 3. Träger von elektrischen Medizingeräten, welche am Körper angebracht sind wie z.B. Elektrokardiogrammen (EKGs).

*Anmerkung: Menschen mit empfindlicher Haut können beim Erstkontakt mit dem Gerät leichte Hautirritationen spüren. Wenn sich solche Symptome wiederholen, unterbrechen Sie die Nutzung für 2-3 Tage bevor Sie das Gerät wieder anwenden.

! Sehr gefährliche Situationen



Niemals das Gerät in den Mund nehmen



Direkten Augenkontakt immer meiden



Niemals das Gerät mit feuchter Hand benutzen



Niemals das Gerät verwenden, wenn der Plasma-Pad gebrochen oder zerbrochen ist



Niemals dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken benutzen

Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei Nutzung des Geräts einhalten

1. Niemals direkt am Auge verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie jeglichen Schmuck von Ihrem Körper entfernen, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Achten Sie während der Nutzung darauf dass das Plasma-Pad keine Risse oder Bruchstellen hat, da ansonsten ein Risiko von Hautverletzungen, wie Verbrennungen auftreten können. Ersatz für fahrlässig verursachte Schäden sind nicht möglich.
4. Niemals an Orten mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit lagern oder verwenden, wie z.B. in Saunen oder Badezimmern.
5. Niemals das Kabel mit nasser Hand herausziehen, da Sie damit einen Stromschlag riskieren.
6. Machen Sie sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut und verwenden Sie das Gerät ausschließlich an einem trockenen Standort und verwenden Sie das Gerät zweckmäßig.
7. Unterbrechen Sie die Verwendung des Gerätes, wenn Sie während der Nutzung Auffälligkeiten entdecken und schalten Sie das Gerät aus. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler.
8. Meiden Sie Situationen, bei welchen das Gerät fehlerhaft arbeiten kann, z.B. wenn es in Kontakt mit anderen elektrischen Geräten kommt.
9. Unterbrechen Sie die Anwendung bei Gewittern und entfernen Sie das Gerät vom Stecker.

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung

1. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur und an sehr staubigen Orten mit direkter Sonneneinstrahlung. Trocken lagern!
2. Vermeiden Sie die Lagerung an Orten mit magnetischen oder elektromagnetischen Wellen.
3. Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern, Menschen mit Demenz und Haustieren.
4. Lassen Sie das Gerät nicht ins Wasser fallen. Eine kostenlose Reparatur ist für fahrlässige Beschädigungen nicht möglich.
5. Nutzen und lagern Sie das Gerät immer unter hygienischen Bedingungen. Fremdkörper am Produkt die nicht entfernt werden können zu einem Ausfall führen.
6. NIEMALS die Plasma emittierende Keramik-Oberfläche (Plasma-Pad) aufliegend lagern.

Sicherheitsmaßnahmen bei der Wartung

1. Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie keine Reparatur selbst durchzuführen. Im Falle einer Störung, unterbrechen Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den Händler.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keiner Schlag- oder Stoßeinwirkung aus. Im Schadensfall setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler in Verbindung, um die Sicherheit des Geräts überprüfen zu lassen.
3. Schlag- oder Stoßeinwirkung auf das Gerät können zu einem Ausfall des Geräts führen, da sensible und hochpräzise Komponenten verbaut sind.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Garantie

1. Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum, die Gewährleistung auf etwaige Material & Verarbeitungsmängel 2 Jahre.
2. Es gelten die Fristen und Bedingungen für ein Rückgaberecht des Händlers, wo Sie unser Produkt erworben haben.
3. Die Reparaturkosten aufgrund von Störungen können dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Garantiebestimmungen

Die Hersteller-Garantie beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum.
Für Endkunden in Deutschland und der EU beträgt die Gewährleistung auf etwaige Material & Verarbeitungsmängel 2 Jahre ab Kaufdatum.

Voraussetzungen

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des erstmaligen Verkaufs des Produkts im Neuzustand von einem Händler an einen Endkunden.
Um Garantieansprüche geltend zu machen, muss der Endkunde den Originalkaufbeleg (d.h. den Kaufbeleg für den Kauf des Produkts im Neuzustand durch einen Endkunden) und die Garantiekarte vorlegen.

Ausschlüsse und Einschränkungen

Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten, die von oder für Plabio hergestellt wurden und die durch Plabio initiierte Marken, den Handelsnamen oder das Logo "PLABEAU" identifiziert werden können.
Plabio garantiert nicht, dass der Betrieb des Geräts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. Plabio haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursacht wurden.
Diese Garantie gilt nicht: (a) für Schäden, die durch die Verwendung von anderen Produkten in Kombination von Plabio Produkten verursacht wurden; (b) Schäden welche durch Unfall, Missbrauch, Naturkatastrophen oder andere äußere Ursachen verursacht wurden; (c) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts außerhalb der von Plabio in der Bedienungsanleitung beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung verursacht wurden; (d) Schäden, die durch den Service (einschließlich Reparaturservice) verursacht wurden, der von jemandem ausgeführt wurde, der kein Vertreter von Plabio ist; (e) für ein Gerät oder ein Teil welches ohne schriftliche Genehmigung von Plabio geändert wurde um die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit zu verändern; (f) Verschleißteile, wie z.B. Batterien, sofern keine Schäden aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers aufgetreten sind; oder (g) wenn eine Seriennummer von Plabio entfernt oder unkenntlich gemacht wurde und bei Verlust der Garantiekarte.

Diverses

✓ WEEE Registrierungs-Nummer PLABEAU: DE 79232390 (stiftung-ear)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z.B. Ladegerät und USB-Kabel nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.



✓ WEEE Registrierungs-Nummer Lithium-Ionen Akku: 12081500 (GRS Nummer, Umweltbundesamt)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Akku dieses Produkts nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.



✓ Lizenzierung des eingesetzten Verpackungsmaterials auf: www.lizenzero.de

Informationspflichten nach §18 ElektroG

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen#no-back>

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 79232390 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth als Hersteller von Elektro- und / oder Elektronikgeräten registriert.

Made in Korea

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Geräts aufmerksam durch.

Bitte richten Sie alle offenen Fragen an die Kunden-Hotline von Plabio: **+49 6172 9258 127**
oder per e-mail: **kontakt@plabio-europe.eu** oder des lokalen Händlers.

Bitte wenden Sie sich an den lokalen Händler / Importeur falls ein Problem auftritt oder das Produkt nicht funktioniert.

Wir gewährleisten eine Beratung / Beseitigung des Problems. Bitte halten Sie für eine qualifizierte Beratung
neben Model-Namen / Seriennummer Ihres Geräts, das Problem und Ihre Kontaktdaten bereit.

Auf der Website von Plabio Europe finden Sie weitere, ausführlichere Informationen über unsere Produkte.

www.plabio-europe.eu

Plasma changes your life

PLABIO

Hersteller: Plabio Co., Ltd. 10F, 316, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Importeur für die EU: Plabio Europe UG (haftungsbeschränkt) Hessenring 121, 61348 Bad Homburg, Deutschland



PLA BEAU
Plasma beauty solutions

G4+

PLABEAU G4+ User Manual

* Ensure you familiarize yourself with the user manual prior to use.

PLABEAU-Certified by Korea
Asthma Allergy Foundation
and Korea Atopy Association.
CE & CCC labelling existing.



CONTENTS

01	Compositional items and names of parts	20
02	Operating method / How to use	22
03	Charging method / Explanation on LED	24
04	FAQ / Product specification	25
05	Precautions for users	26
06	Warranty Terms & Conditions / Others	28




Plasma beauty solutions

PLA BEAU G4+


Balance and restore your skin with just 10 minutes of PLABEAU a day.

PLABEAU utilises innovative cold plasma technology to engineer state of the art solutions in multiple areas of skin management. From anti-aging and deep cleansing to overall skin balancing, PLABEAU is meticulously designed to provide your ultimate skin care experience.




01 Compositional items and names of parts

Components: Images of the components displayed below may differ from the actual components and are subject to change in accordance to changing circumstances.



Name of parts and components :

Power and LED mode



Ceramic surface pad
emits plasma ions

Power and mode switch
Mode 1: Sensitive Mode
Mode 2: Normal Mode

Charging cable connection part
(Please use a recommended charger.)



Operating method of PLABEAU

STEP 1

Please turn the device ON/OFF by sliding the power button located on the center of the device. When the power button is on Mode (2), the device operates on Normal Mode, and when the power button is on Mode (1), the device operates in Sensitive Mode.

! When PLABEAU is on for 10 minutes, a blue LED light flickers, indicating that the device has stopped generating plasma. Flickering blue LED light indicates recommended time of use.

STEP 2

Please connect the charging port to the main body when Red LED light blinks. Red LED light is on when it is charging.

! Within PLABEAU's built-in battery, user can use PLABEAU on broad skin parts 4 ~ 5 times. (app. 1 hour)

STEP 3

Green LED light turns on when battery is fully charged.

How to use PLABEAU 1


Please completely wash your face and other areas of the skin you intend to apply PLABEAU on. If the residue of make-up and other cosmetic products are left on the skin, it may reduce the efficacy of the device. Please make sure to use PLABEAU when your skin is completely dried.

! If water is left on the skin, it may cause a stinging sensation. Please use this product after your skin has completely dried.



How to use PLABEAU 2

Please scan and massage the device on your skin while holding onto the grip section of the device. If you want more intensive care, set the device on Mode (2): Normal Mode and apply PLABEAU on areas you intend to focus on for 5 to 10 seconds.




! We recommend applying the device for 10 minutes a day. Depending on your skin sensitivity, the level of stinging you experience may be different. If you have sensitive skin, start by using the device for 2 to 3 minutes and incrementally increase usage of the device.

! When plasma is generated, a blue LED light will turn on. It is normal to hear noises and smell a metallic odor as these are all byproducts of generating plasma.

How to use PLABEAU 3

Please apply moisturizers on your skin after the use of PLABEAU. Before applying the moisturizers, you can clear up your skin texture by lightly washing off face or applying toner over your face.




How to use PLABEAU 4

After the use of PLABEAU, sebum and skin impurities may remain on the plasma ceramic pad. We recommend keeping the plasma pad clean by regularly swiping it with alcohol and a cotton pad after use.




03 Charging method / Explanation on LED


1 Components for the charging process.




3 Insert the plug of the charging adaptor into the power outlet.



2 Connect the charging jack with the main body.



4 Once charging is completed, separate the product and adaptor before pulling out the plug from the power outlet.



LED Indicator and Operating Time



• Power on:

- ① Sensitive Mode (Switch 1): Middle blue LED light turns on
- ② Normal Mode (Switch 2): Top and middle blue LED lights turn on

- 10 minutes after operation: Blue LED blinks
- During recharging: Red LED
- Fully Charged: Green LED Light
- When recharging is needed: Red LED blinks

- * When Red LED flickers, recharge the device immediately.



- Device will not operate during charging.
- Recharging the unit with unapproved recharger will cause explosion or breakdown of the product.
- It is fine to use the commercially available Micro USB (5-pin) connector type recharger for recharging.
- Product may breakdown if the recharger is connected erroneously.
- Detach recharger when not using the unit to conserve energy.

- Product warrantee will not cover the damages arising from erroneous use.
- You must always disconnect the power outlet and recharger to prevent wasting of electric power.
- Make sure to fully recharge the unit when you are using the product for the first time after the purchase or after having left the product unattended period of time.
- Keep out of reach of children.
- Device is not waterproof!

04 FAQ / Product specification

Q I want to improve my skin appearance as quickly as possible. How often should I use the PLABEAU device?

A Although it is recommended that you use PLABEAU twice a day, 10 minutes per session. When you start using the device, you should use it for a shorter period of time (2~3 minutes) and gradually increase usage to allow time for your skin to adapt to the device.

Q I smell metallic odor while using PLABEAU. Is it normal?

A Smelling a metallic odor is completely normal and is a natural byproduct of generating plasma.

Q I experience a warm sensation on my skin when using PLABEAU.

A It is normal to experience warmth while using PLABEAU. Difference in sensation may vary depending on the sensitivity of your skin. If you experience any form of inconvenience due to the warm sensation, stop use and consult with our Customer Center.

Q Skin becomes reddened or trouble occurs after the use of PLABEAU.

A We recommend that you stop using the device for about 2 to 3 days before recommencing. If reddening or irritation does not reduce, consult a dermatologist before using the device again.

Product name	PLABEAU G4+
Product code	PB-G4P
Area of care	Entire face and body
Effectiveness and efficacy	Cosmetic effects on skin and promotion of cell regeneration
Power source	DC 5V, 1.5A
Electric power for plasma	less than 0.75W
Material	Aluminum & Polycarbonate (PC)
Size	35(W) x 200(L) x 37(H)mm
Weight	Approximately 120g
Certification No.	MSIP-REM-PBZ-PB-G4P
Manufacturer	Plabio Co., Ltd.
Made in	Korea



Use only as intended!

05 Precautions for users

Before using this product, be sure you are familiar with the precautions.

-  **Precaution 1** Patients exhibiting the following symptoms should use the product only after consultation with a medical specialist:
1. Those with skin rash or experiencing irritated or stinging skin.
 2. Those with inflammation of the skin.
 3. Those with particularly sensitive skin.
 4. Pregnant women.
 5. Those taking medicines that may cause skin sensitivity.

-  **Precaution 2**
1. Do not use the product for purposes other than its recommended purpose.
 2. Do not use products by inserting numerous electrical products into the same power outlet.

-  **Precaution 3** Users of the following medical devices are not allowed to use PLABEAU:
1. Users of electronic medical devices that are worn inside the body such as cardiac pacemaker.
 2. Users of electronic medical devices for sustaining of life such as artificial cardiopulmonary machine, etc.
 3. Users of electronic medical devices attached to the body such as electrocardiogram (ECG) device, etc.

*Note: Those with sensitive skin may experience slight skin trouble upon contact with the device.
If symptoms persist, cease using the device for 2~3 days before recommencing.

 Highly dangerous situations



Do not put in the mouth



Do not let the device come in contact with eyes



Do not use with wet hand



Do not use the unit if the section for generation of plasma is cracked or broken



Never use this device in the bathtub, shower or sink filled with water

Please ensure to abide by the precautions when using the device

1. Never use directly on eyes.
2. Make sure to take off all jewelry from your body before using the device.
3. Make sure during use that the plasma pad does not crack or break, otherwise there is a risk of skin injuries, as burns can occur. Compensation for negligently caused damage is not possible.
4. Never store or use in places with high temperature and humidity, such as saunas or bathrooms.
5. Never pull the cable out with a wet hand as you risk electrocution.
6. Familiarize yourself with the instructions for use and use the device only in a dry location and use the device appropriately.
7. Stop using the device if you detect any abnormalities during use and turn off the power device off. Contact your dealer immediately.
8. Avoid situations where the device may malfunction, e.g. when in contact with other electrical equipment.
9. In the event of thunderstorms, interrupt the application and remove the device from the plug.

Please ensure to abide by the precautions in storage

1. Do not store the product in locations with high humidity or temperature and in very dusty places with direct exposure sunlight. Store in a dry place!
2. Avoid storage in locations with magnetic or electromagnetic waves.
3. Keep the device out of the reach of infants, children, people with dementia and pets.
4. Do not drop the device in the water. A free repair is not possible for negligent damage.
5. Always use and store the device under hygienic conditions. Foreign matter on the product that will not be removed can lead to a failure.
6. Never store the plasma emitting ceramic surface (plasma pad) on top of it.

Precautions regarding maintenance

1. Do not disassemble the device and do not attempt to repair it yourself. In case of failure, interrupt they use and contact the dealer.
2. Do not drop the unit or subject it to shock or impact. In case of damage, sit down contact your dealer immediately to have the device checked for safety.
3. Impact or impact on the device may result in equipment failure as it is sensitive and highly accurate components are installed.

Precautions related to warranty

1. The manufacturer's warranty is 1 year from the date of purchase, the warranty on any material & workmanship 2 years.
2. The deadlines and conditions for a return policy of the merchant where you purchased our product apply.
3. The repair costs due to faults can be charged to the customer.

WARRANTY TERMS

The manufacturer guarantee is 1 year from the date of purchase.

For end customers in Germany and the EU, the warranty for material and workmanship defects is 2 years from the date of purchase.

CONDITIONS

The warranty period begins on the date of first sale of the product in new condition from a dealer to an end customer.

To assert warranty claims, the end customer must provide the original proof of purchase (i.e., the proof of purchase for the purchase of the product when new by an end user) and the warranty card.

EXCLUSIONS AND RESTRICTIONS

This Limited Warranty applies only to hardware components manufactured by or for Plabio that identify Plabio-initiated trademarks, trade names or the "PLABEAU" logo.

Plabio does not guarantee that the operation of the device is uninterrupted or error-free. Plabio is not liable for damages caused by failure to comply with the instructions for use were caused.

This warranty does not cover: (a) any damage resulting from the use of other products in combination with Plabio products were caused; (b) damages caused by accident, abuse, natural disasters or other external causes; (c) damage caused by the operation of the product outside the permissible or described by Plabio in the manual intended use were caused; (d) damages caused by the service (including repair service) which was performed by someone who is not a representative of Plabio; (e) for a device or part that has been modified without the written permission of Plabio to change its functionality or performance; (f) wearing parts, such as batteries, provided that no damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; or (g) if a serial number has been removed or blurred by Plabio and the warranty card is lost.

OTHERS

✓ WEEE registration number PLABEAU: DE 79232390 (stiftung-ear)

This marking on the product, accessories, or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g., charger, USB cable) should not be disposed of with other household waste.



✓ WEEE registration number Lithium-Ion Battery: 12081500 (GRS Number, Umweltbundesamt)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste.



✓ Licensing of the packaging material used on: www.lizenzero.de

Information obligations according to §18 ElektroG (German electrical and electronic equipment law)

Disposal of electrical and electronic equipment

The crossed-out wheeled bin means that you have a legal obligation to transfer these devices to a separate collection from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or accumulators that are not firmly installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Ways of returning old equipment (in Germany)

Owners of old devices can hand them in as part of the possibilities of returning or collecting old equipment set up and available by public waste disposal companies, in order to ensure the proper disposal of old equipment. Under the following link it is possible to have an online directory of collection and return points displayed:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen#no-back>

Privacy

We remind all end users of old devices that you are responsible for the deletion of personal data on the devices to be disposed.

WEEE registration number

Under the registration number DE 79232390 we are a part of the foundation elektro-altegeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth (Germany) registered as a manufacturer of electrical and / or electronic equipment.

Made in Korea

*** Read and save all instructions before using the product.**

Please direct any questions to the Plabio Europe Customer Hotline: **+49 6172 9258 127**
or by e-mail: **kontakt@plabio-europe.eu** or the local dealer.

Contact customer center for any inconvenience.

Please have your device model number, device status and contact number ready before contacting the customer center.

Visit the PLABEAU website or search the Internet for more comprehensive information.

www.plabio-europe.eu

Plasma changes your life

PLABIO

Manufactured by Plabio Co., Ltd. 10F, 316, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Imported by Plabio Europe UG Hessenring 121, 61348 Bad Homburg, Germany



PLA BEAU
Plasma beauty solutions

G4+

Benutzerhandbuch

Deutsch 02
English 17